

คุณสมบัติของถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง^{2,3,5}



1. รองรับและเก็บอุจจาระหรือปัสสาวะจากช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง
2. ป้องกันผิวหนังรอบช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องไม่ให้เกิดแผล
3. กักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์

ประเภทของถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง



➤ ถุงรองรับชนิดขึ้นเดียว และ ถุงรองรับชนิดสองชั้น

- ถุงรองรับชนิดขึ้นเดียว ถุงชนิดนี้แผ่นแป้นติดผิวหนังกับถุงรองรับสิ่งขับถ่ายอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
- ถุงรองรับชนิดสองชั้น ถุงชนิดนี้แผ่นแป้นที่ติดกับผิวหนังและถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจะแยกออกจากกัน



ถุงรองรับชนิดปลายเปิด และถุงรองรับชนิดปลายปิด



- ▶ **ถุงรองรับชนิดปลายเปิด** ถุงชนิดนี้ส่วนปลายของถุงมีช่องทางระบายสิ่งขับถ่ายออกจากถุง ทำให้สามารถเทสิ่งขับถ่ายออกจากถุงได้บ่อย ทำความสะอาดได้ สามารถใช้ได้หลายวัน
- ▶ **ถุงรองรับชนิดปลายปิด** ถุงชนิดนี้จะไม่มีการระบายสิ่งขับถ่ายออกจากถุง ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีช่องเปิดลำไส้เล็กส่วนปลายเปิดทางหน้าท้องและผู้ป่วยที่มีช่องทางขับถ่ายปัสสาวะทางหน้าท้อง



ถุงรองรับชนิดใส และ ถุงรองรับชนิดขุ่น



- ▶ **ถุงรองรับชนิดใส** ส่วนใหญ่ใช้ในช่วงแรกในระยะหลังผ่าตัด เพื่ออำนวยความสะดวกมองเห็นและประเมินลักษณะของช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ลักษณะของสิ่งขับถ่ายจากช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง



- **ถุงรองรับชนิดขุ่น** อาจจะใช้เมื่อออกจากโรงพยาบาล เพื่อปกปิดไม่ให้มองเห็นสิ่งขับถ่ายจากช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง



ถุงรองรับอุจจาระ และ ถุงรองรับปัสสาวะ



- ▶ ถุงรองรับอุจจาระ ด้านในของถุงโค้ง ปลายเปิดของถุงกว้างเพื่อให้ระบายอุจจาระออกได้ง่าย



- ▶ ถุงรองรับปัสสาวะ ด้านในของถุงจะมีระบบวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะ ปลายเปิดของถุงจะมีข้อต่อหรือจุกสำหรับปิดเปิด และสามารถต่อเข้ากับสายระบายของถุงรองรับน้ำปัสสาวะได้

